



Standardní roztok, thiosulfát sodný, stabilizovaný, 0,0250 N, 1 L

Kat. číslo produktu: 2409353
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Thiosulfát sodný, stabilizovaný, standardní roztok, 0,0250 N. Rozsah: 1 - více než 10 mg/L. Láhev/1 L.

Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou titrací. Thiosulfát sodný, stabilizované složení

Technické údaje

Číslo metody:	8215
Koncentrácia:	0,025 N
Názov metody:	Winkler
Objem / Veľkosť balenia:	1000 mL
Platforma:	Roztok
Počet testov:	Liší se
Popis:	Thiosulfát sodný, standardní roztok, 0,025 N
Rozsah merania:	1 - více než 10 mg/L