



Ampule s m-FC a kyselinou rosolovou, plastové, 2 mL, 50 ks/ balení

Kat. číslo produktu:	2428550
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Ampule s živným médiem m-FC a kyselinou rosolovou

Kompletní řešení pro analýzu vody určené k rekreaci

Společnost Hach nabízí širokou škálu médií a přístrojů, které splní všechny vaše požadavky na analýzu rekreačních vod.

Kompletní řešení pro analýzu odpadních vod

Společnost Hach připravila média a přístroje pro rychlou a snadnou analýzu odpadních a užitkových vod.

Kompletní řešení pro analýzu pitné vody

Ať už si zákazník vybere libovolnou metodu analýzy vzorků pitné vody, společnost Hach připravila média a přístroje pro snadnou a rychlou analýzu.

Technické údaje

Materiál:	Plastová
Media Type:	m-FC w/Rosolic Acid
Veľkosť balenia:	50 /1 balení