



Sada pro stanovení akvakultury slané vody, model FF-3

Kat. číslo produktu:

243003

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Nebezpečné



Zachování dobré kvality vody je nezbytné pro ziskový chov ryb. V mnoha případech se dostupnost a cena pojištění „úrody“ přímo vztahuje k testovacím programům.

Navrženo pro potřeby specializovaných aplikací ve slané vodě

Každá sada obsahuje vybavení a reagentie nezbytné k měření 10 klíčových parametrů pomocí digitálního titrátoru, titračních metod a diskových komparátorů

Speciálně pro tuto sadu byla navržena dvě stanovení, amoniakální dusíku a praktické stanovení salinity titrací chloridů

Technické údaje

Aplikácie:	Akvakultura
Model:	FF-3
Platforma:	Digitálny titrátor