



Náplň pro digitální titrátor, dusičnan bismutitý 0,0200 M

Kat. číslo produktu:

2434501

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení celkového chelátu titrací digitálním titrátozem. Číslice x 0,188 = mg/L celkový chelát (jako Na₄EDTA) ve vzorku 50 mL.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátozem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovanými titračními činidly k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8350
Název metody:	Dusičnan bismutitý
Odmerný roztok:	0,0200 M Bi(NO ₃) ₃
Parameter:	Chelát, celkový
Platforma:	Roztok
Počet testů:	40 - 100
Rozsah merania:	0 - 40 mg/L Na ₄ EDTA