



BSK, nutrient, polštářky s pufrem, pro přípravu 4 L, bal./50 ks

Kat. číslo produktu: 2436466
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie BSK

Pro přípravu ředicí vody BSK5. Každý polštářek obsahuje pufr (dle APHA) a nutrienty k přípravě 4 L ředicí vody. Balení po 50 polštářcích.

Technické údaje

Aplikácie:	Příprava ředicí vody
Jednotky:	50/pk
Package settings:	Polštářky s práškem
Popis:	Nutrienty a pufr
Veľkosť balenia:	50 ks
Vzorec:	Nutrienty a pufr

Potrebné príslušenstvo

- Inokulum pro BSK, Polyseed, bal./50 kapslí (Item 2918700)
- Štandardný roztok BSK, 300 mg/L O₂, 10 mL, 16 ks. (Item 1486510)
- Inhibitor nitrifikace pro BSK, Formule 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)