



Tvrđost (vápník a celková sekvenční), souprava činidel HR, digitální titrátor

Kat. číslo produktu:

2448700

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro sekvenční stanovení tvrdosti (Ca) a celkové tvrdosti titrací EDTA digitálním titrátorem. Metoda Hach 8329. Rozsah: 100 - 4 000 mg/L CaCO₃. Souprava obsahuje: roztok pufru (Hardness 1), CalVer 2 - indikátor vápníku, polštářky s práškem, ManVer 2 - indikátor tvrdosti, polštářky s práškem, hydroxid draselný - roztok (8 N), kyselina sírová (5,25 N) a náplň EDTA pro digitální titrátor, 0,800 M. Přibližně 40 - 100 testů.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátorem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8329
Název metody:	Titrace EDTA
Parameter:	Hardness (Calcium and Total Sequential)
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah merania:	100 - 4 000 mg/L CaCO ₃
Špeciálne funkcie:	Reagent set, HR, Digital Titrator