



## Sada reagensíí, železo (celkové), nízký rozsah, digitální titrátor

Kat. číslo produktu:

2449200

Nebezpečné

**ZASTARANÁ POLOŽKA**

Táto položka už nie je dostupná.



Pro stanovení železa titrací digitálním titrátozem EDTA. Metoda Hach 8214. Rozsah: 10 - 100 mg/L jako Fe. Sada reagensíí obsahuje: Citrátový pufr - polštářky s práškem, jodistan sodný - polštářky s práškem, kyselina sulfosalicylová - polštářky s práškem a EDTA - náplň pro digitální titrátor, 0,0716 M. Přibližně 40 - 100 testů.

### Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátozem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovanými titračními činidly k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

### Rychlé a flexibilní

Výměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

### Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

### Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

---

## Technické údaje

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Číslo metody:     | 8214                                           |
| Název metody:     | Titrace TitraVer                               |
| Platforma:        | Digitální titrátor                             |
| Počet testů:      | 100                                            |
| Rozsah měření:    | 10 - 100 mg/L Fe                               |
| Speciální funkce: | Iron (Total) Reagent set, Digital Titrator, LR |