



Sada reagencií, oxid křemičitý, HR, vzorky 5 mL, 100 testů

Kat. číslo produktu:

2462300

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení vysokého rozsahu oxidu křemičitého silikomolybdenanovou metodou. Soupravy pro vizuální test, který vyžaduje vzorek 5 mL. 100 testů

Technické údaje

Názov metódy:

Silikomolybdenan

Počet testov:

100

Rozsah merania:

5 mL

Špeciálne funkcie:

HR, 5 mL, 100 tests