



Be Right™



Baňka, Erlenmeyerova, se širokým hrdlem, 1000 mL, dělení po 250 mL

Kat. číslo produktu: 2489453

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Odměrná skleněná baňka se širokým hrdlem pro snazší titrace. Vyztužené horní části s kulatým povrchem zajišťují maximální pevnost. Odolné stupnice udávají přibližný objem. Zátka není součástí balení.

Technické údaje

Jednotky:	1 each
Kapacita:	1000 mL.
Materiál:	Glass Wide Mouth