



Stojan na zkumavky, polyethylenový, 13 mm (vnější průměr), 90 otvorů

Kat. číslo produktu: 2497900

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Stojan s devadesáti pozicemi je vyroben ze speciální směsi polypropylenu, která se ve vodě ponoří, takže ponořené stojany neplavou. Sterilizovatelný v autoklávu. Stohovatelné a sterilizovatelné v autoklávu. Celkové rozměry: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5").

Technické údaje

Otvory skúmavky:	90
Priemer:	13 mm
Umiestnenie skúmavky:	6 x 15
Veľkosť balenia:	1 každá