



Stojan na zkumavky, polyetylenový, 16 mm (vnější průměr), 60 otvorů

Kat. číslo produktu: 2497901

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Stojan s 60 pozicemi je vyroben ze speciální směsi polypropylenu, která se ve vodě ponoří, takže ponořené stojany neplavou. Sterilizovatelný v autoklávu. Stohovatelné a sterilizovatelné v autoklávu. Celkové rozměry: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5"). Farba sa môže líšiť.

Technické údaje

Otvory skúmavky:	60
Priemer:	16 mm
Umiestnenie skúmavky:	5 x 12
Veľkosť balenia:	1 každá