



Stojan na zkumavky pro MPN, polyethylenový, 20 mm (vnější průměr), 40 otvorů

Kat. číslo produktu: 2497902
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Stojan s 40 pozicemi je vyroben ze speciální směsi polypropylenu, která se ve vodě ponoří, takže ponořené stojany neplavou. Drží zkumavky pro MPN. Stohovatelné a sterilizovatelné v autoklávu. Celkové rozměry: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5").

Technické údaje

Otvory skúmavky:	40
Priemer:	20 mm
Umiestnenie skúmavky:	4 x 10
Veľkosť balenia:	1 každá