



Stojan na zkumavky, polyetylenový, 20 mm (vnější průměr), 20 otvorů

Kat. číslo produktu: 2497912

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Stojan s dvaceti pozicemi je vyroben ze speciální směsi polypropylenů, která se ve vodě ponoří, takže ponořené stojany neplavou. Sterilizovatelný v autoklávu. Stohovatelné a sterilizovatelné v autoklávu. Celkové rozměry: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5"). Farba sa môže líšiť.

Technické údaje

Otvory skúmavky:	20
Priemer:	20 mm
Umiestnenie skúmavky:	4 x 5
Veľkosť balenia:	1 každá