



Be Right™



Roztok ORP 200 mV, 3,5 L

Kat. číslo produktu: 25M2A1001-123

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Referenčný roztok ORP sa používa na kalibráciu sondy ORP (v plastovej fľaši, ktorá sa dá znova uzatvoriť).

Technické údaje

Parameter:	ORP
Prístroj:	Digitálny diferenciálny senzor ORP
Rozsah merania:	200 mV
Veľkosť balenia:	3,5 L