



Be Right™



Pipetovacie špičky na pipetu Tensette 1970010, sterilné, 1,0 - 10,0 mL, 50/bal.

Kat. číslo produktu:

2558996

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Pipetovacie špičky na pipetu modelu Hach Tensette, 1,0 - 10,0 mL. Balenie 50 ks. Jednotlivo zabalené, sterilné.

Technické údaje

Veľkosť balenia:

50 /bal.