



Sada reagensií, chlor (celkový), velmi nízký rozsah, DPD

Kat. číslo produktu:

2563000

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení velmi nízkých koncentrací celkového chloru metodou DPD. Metoda Hach 8370. Přijato organizací USEPA (Agentura pro ochranu životního prostředí USA) pro analýzy pitné vody a odpadní vody. Rozsah: 2 - 500 µg/L Cl₂. Reagencie jsou baleny v ampulích pro zachování stability. Sada reagensií obsahuje roztok pufru pro chlor, velmi nízký rozsah (ampule 1,5 mL), DPD roztok indikátoru pro chlor, velmi nízký rozsah (ampule 1,5 mL), a reagencie, slepý test, pro 20 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8370
Název metody:	DPD
Parameter:	Chlor
Počet testů:	20
Prístroj:	Vše s výjimkou DR 900, PC II
Rozsah měření:	2 - 500 µg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Áno
Špeciálne funkcie:	ULR DPD