



Stojan, zkumavka, bez drátu

Kat. číslo produktu:	2587300
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Devadesátimístný nekovový stojan je vybaven uzamykacím mechanismem, který zabraňuje vznášení se ve vodní lázni a urychluje dekantaci tím, že umožňuje převrácení celého stojanu. Polypropylén těžší než voda zajišťuje, že stojany, když jsou ponořeny, neplavou, dokonce i v rozvířené vodě. Sterilizovatelný v autoklávu. Číslované a označené řady (pole 6 × 15) pomáhají při identifikaci zkumavek (průměr 10–13 mm). Skládací pro skladování, a přesto je lze sestavit během několika sekund. Celkové rozměry: 24,8 x 10,5 x 7 cm (9,75 x 4,12 x 2,75").

Technické údaje

Délka:	248 mm
Hĺbka:	7 cm
Šírka:	4.12 Inches
Veľkosť balenia:	1 každá