



Pipeta, odměrná, třída A, certifikovaná, 5 mL, 6 ks/1 balení

Kat. číslo produktu: 2636167

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Skleněné pipety třídy A serializované a kalibrované „na vylití“ (To Deliver). Ke každé je přiložen certifikát o identifikaci a kapacitě. Označeny písmenem „A“, které označuje shodu s normou ASTM E969.

Technické údaje

Kapacita:	5 mL
Velikost balení:	6 /1 balení