



Pipeta, odměrná, třída A, certifikovaná, 10 mL, 6 ks/1 balení

Kat. číslo produktu:	2636168
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Skleněné pipety třídy A serializované a kalibrované „na vylití“ (To Deliver). Ke každé je přiložen certifikát o identifikaci a kapacitě. Označeny písmenem „A“, které označuje shodu s normou ASTM E969.

Technické údaje

Kapacita:	10 mL
Velikost balenia:	6 /1 balení