



Pipeta, odměrná, třída A, certifikovaná, 25 mL, 6 ks/bal.

Kat. číslo produktu:	2636170
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Skleněné pipety třídy A serializované a kalibrované „na vylití“. Ke každé je přiložen certifikát o identifikaci a kapacitě. Označeny písmenem „A“, které označuje shodu s normou ASTM E969.

Technické údaje

Kapacita:	25 mL
Velikost balenia:	6 /1 balení