



Be Right™



Reagencie, prášek, kyselina askorbová, fosfor, 48 g

Kat. číslo produktu: 2651255
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Pro stanovení reaktivního fosforu (fosforečnany) metodou Rapid Liquid s kyselinou askorbovou. Metoda Hach 10055. Používá se s kyselinou askorbovou, reagentie, ředící roztok (2599949) a molybdenanem, roztok reagentie (2599849). 48 g, láhev.

Technické údaje

Názov metódy:	Kyselina askorbová
Platforma:	Nádoba
Počet testov:	250
Popis:	Kyselina askorbová, reagentie, prášek