



Be Right™



Plynová promývačka láhev, 1200 mL

Kat. číslo produktu:

2662200

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Pro použití při srážení prvků z plynu. Používá se v sadě přístrojů Hach (prod. č. 2674400) pro analýzu koncentrace rtuti metodou studených par - metoda Hach 10065.

Technické údaje

Body Material:	Sklo
Kapacita:	1200 mL
Materiál:	Borosilikátové sklo
Package size UOM:	1pk
Veľkosť balenia:	1 každá