



Thiosulfát sodný (stabilizovaný), náplň pro digitální titrátor, 2,26 N

Kat. číslo produktu: 2686901

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Pro stanovení chlornanů (bělicí roztok) titrací digitálním titrátozem. Metoda Hach 10100. Rozsah: 5 - 15 % Cl_2 (50 - 150 g/L Cl_2). Thiosulfát sodný, stabilizované složení. 2,26 N Číslice x 0,5 = g/L Cl_2 ve vzorku 0,2 mL

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátozem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Názov metódy:	Jodometrická metoda
Odmerný roztok:	2,26 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
Parameter:	Chlornany
Platforma:	Digitálny titrátor
Počet testov:	40 - 100
Rozsah merania:	50 - 150 g/L Cl_2