



SpecCheck sada sekundárních gelových standardů, fluoridy, 0 - 2,0 mg/L F

Kat. číslo produktu:	2712500
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Gelové standardy připravené k použití pro ověření přístrojů v laboratoři a v terénu.

Souprava obsahuje čtyři kyvety naplněné gely, které simulují barvu testu při různých koncentracích.

Technické údaje

Koncentrácia:	0 - 2,00 mg/L F
Názov metódy:	SPADNS
Prístroj:	Vše s výjimkou řady DR/3000, DR900 a DR/800