



Štandard turbidity Stablcal, 40 NTU, 3,78 mL

Kat. číslo produktu:

2746356

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Štandard turbidity StablCal pre všetky turbidimetre. Stabilizované formazínové štandardy turbidity Stablcal sú pravé formazínové roztoky vyvinuté na použitie v akomkoľvek turbidimetri. Hodnota NTU: 40,0. Fľaša: 3,78 L.

Presné, predmiešané roztoky formazínu

Stabilizované formazínové štandardy turbidity Stablcal sú pravé formazínové roztoky vyvinuté na použitie v akomkoľvek turbidimetri. Spoločnosť Hach dokáže vďaka patentovanej výrobnéj technológii pripraviť štandardy StablCal pre bežné turbidimetre v presných koncentráciách už od 0,060 NTU. Trvanlivosť je zaručená na dobu dvoch rokov od dátumu výroby. Či už monitorujete odpadovú vodu, vysokokvalitnú pitnú vodu alebo priemyselné procesné prúdy, na výsledky získané pomocou stabilizovaných formazínových štandardov Stablcal od spoločnosti Hach sa môžete plne spoľahnúť.

Žiadne špeciálne laboratórne sklo ani zložité laboratórne techniky

Spoločnosť Hach pred viac ako 40 rokmi ako prvá použila formazín ako štandard pre turbiditu v odvetví pitnej vody. Formazín sa odvtedy stal jediným primárnym štandardom, ktorý je uznávaný pre účely hlásení prakticky po celom svete. Všetky ostatné štandardy turbidity, alternatívne a sekundárne, musia vychádzať z formazínu.

Technické údaje

Koncentrácia:	40 NTU
Parameter:	Turbidita
Podmienky skladovania:	Skladujte pri teplote 5 – 25 °C, mimo priameho slnečného svetla
Rozsah merania:	neuvedené