



Plnicí roztok, vnitřní, rozpuštěný kyslík polarograficky, 50 mL

Kat. číslo produktu:

2759126

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Plnicí roztok na sondu pro polarografické měření rozpuštěného kyslíku, chlorid draselný/glycerin, láhev 50 mL

Technické údaje

Formula:	KCl a glycerin
Platforma:	Roztok
Popis:	5130, 5197000
Solution Type:	Náhradní
Veľkosť balenia:	50 mL