



## Test kit atrazine for pocket colorimeter II

Kat. číslo produktu: 2763500

### ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

---

### Technické údaje

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Certifikáty:                | European CE mark                              |
| Číslo metódy:               | 10050                                         |
| Detektor:                   | Silicon detector                              |
| Displej: LCD (podsvietený): | LCD, backlit                                  |
| Dĺžka dráhy kyvety:         | 1 cm 25 mm                                    |
| Hmotnosť:                   | 0,23 kg                                       |
| Krytie:                     | IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)       |
| Lamp Type:                  | Light Emitting Diode (LED)                    |
| Názov metódy:               | Semiquantitative                              |
|                             | Colorimeter Immunoassay                       |
| Parameter:                  | Atrazine                                      |
| Počet testov:               | Až do 18                                      |
| Presnosť vlnovej vĺžky:     | Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model |
| Prístroj:                   | Kit includes PC II                            |
| Štýl kufríka:               | Q                                             |
| Záruka:                     | 2 roky                                        |