



Fluoridy, standardní roztok, 1 mg/L, 1 L

Kat. číslo produktu: 29153
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Standardní roztoky pro iontové selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Fluoridy, 1,00 mg/L $\pm 0,02$ mg/L F⁻ (NIST). 1 L, láhev

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontové selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	1,0 mg/L F ⁻
Package settings:	Láhev
Parameter:	Fluoridy
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Fluoridy, standardní roztok
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevíření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	1 L