



SPADNS 2 (bez arzenu), fluoridy, roztok reagencie, 1 L

Kat. číslo produktu:

2947553

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení fluoridů metodou Hach SPADNS 2 10225. Složení reagencie SPADNS2 odstraňuje interference chloru bez arzenu. Rozsah: 0,02 - 2,00 mg/L F⁻. V souladu s EPA. 1 litr, láhev.

Stejná účinnost jako tradiční Hach SPADNS

Použijte stejné přístroje Hach, postupy analýzy a kalibrační křivky

Technické údaje

Číslo metody:	10225
Název metody:	SPADNS 2
Parameter:	Fluoridy
Platforma:	Roztok
Počet testů:	250
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L F ⁻
Soulad s EPA:	Áno