



Souprava roztoků pufru, barevně značeno, pH 4,01, pH 7,00 a pH 10,01, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2947600
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Ušetřete při nákupu trojbalení s pH pufrů!

Standardní roztok pH pufru pro kalibraci pH elektrody. Praktické balení 3 barevně značených roztoků pufrů. pH je $\pm 0,02$ pH jednotky. Láhve 500 mL, pH 4,01, 7,00 a 10,01

Snížení nákladů o 33 % oproti nákupu jednotlivých láhví

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Koncentrácia:	4,01 pH - 10,01 pH
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
pH hodnota(y):	4,01, 7,00 a 10,01 $\pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Veľkosť balenia:	3 lahve po 500 mL