



Standardní roztok konduktivity, 10 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, NaCl; 50 mL

Kat. číslo produktu: 2972226
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Standardní roztoky konduktivity pro laboratorní a terénní analýzu

Standardní roztok konduktivity, 10000 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 100 \mu\text{S}/\text{cm}$ při 25°C, 5,556 g/L $\pm 0,03$ g/L NaCl (1 $\mu\text{S}/\text{cm} \sim 0,5$ mg/L TDS), láhev s nálevkou 50 mL.

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Zcela klíčová je kvalita standardních roztoků.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	10 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ při 25°C $\pm 100 \mu\text{S}/\text{cm}$ při 25°C
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
Parameter:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Kalibrační roztok konduktivity
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	50 mL
Vzorec:	NaCl