



## Přírodní voda standardní roztok, celkové množství rozpuštěných pevných látek (TDS) 1 000 ppm, 50 mL

Kat. číslo produktu: 2974726

### ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Navrhované náhrady:

- 2974749

### Standardní roztoky konduktivity pro laboratorní a terénní analýzu

Přírodní voda standardní roztok. 40 % síran sodný / 40 % hydrogenuhličitan sodný / 20 % chlorid sodný. TDS: 1 000 ppm  $\pm$ 10 ppm, konduktivita: 1 417  $\mu$ S/cm  $\pm$ 14,2  $\mu$ S/cm při 25 °C. Láhev s nálevkou 50 mL.

### Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Zcela klíčová je kvalita standardních roztoků.

### Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

### Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

---

### Technické údaje

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncentrace:           | 1 000 ppm $\pm$ 10 ppm                                                                    |
| Nadváznost na NIST:    | Áno                                                                                       |
| Package settings:      | Láhev                                                                                     |
| Parameter:             | RL                                                                                        |
| Platforma:             | Roztok                                                                                    |
| Podmienky skladovania: | 10 - 25 °C (chraňte před světlem)                                                         |
| Popis:                 | TDS/kalibrační roztok konduktivity                                                        |
| Špeciálna poznámka:    | Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce |
| Veľkosť balenia:       | 50 mL                                                                                     |
| Vzorec:                | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , NaCl                  |