



Dusičnan stříbrný, standardní roztok, 0,0141 N, 1 L

Kat. číslo produktu:

31653

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Dusičnan stříbrný, titrační činidlo pro stanovení chloridů titrací byretou. Metoda Hach 8225. Používá chloridy, indikátor 2, polštářky s práškem (kat. č. 105766) k signalizaci koncového bodu. 1 litr, láhev.

Technické údaje

Číslo metody:	8225
Názov metody:	Dusičnan stříbrný, titrace
Platforma:	Roztok
Rozsah merania:	500 - 25 000 Cl ⁻
Rozsah merania (2):	0 - 500 mg/L Cl ⁻
Soulad s EPA:	Áno