



Kufřík na viacero reagenčných sád (147 x 224 x 171 mm), modrý, polypropylén

Kat. číslo produktu:	4660200
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Odolný modrý polypropylénový prenosný kufřík umožňuje ľahkú prepravu položiek na terénne analýzy.

Zapustená rukoväť vo veku umožňuje ľahké uloženie.

Obsah sa prenáša vo vzpriamenej polohe.

Obsahuje prehĺbené ploché oblasti na umiestnenie štítkov.

Technické údaje

Rozmery (V x Š x H):	147 mm x 224 mm x 171 mm
Štýl kufríka:	D
Výška:	5.8 in