



Cylinder, graduated, 50 mL +/- 0.4 mL, 1.0 mL divisions (white markings)

Kat. číslo produktu: 50841

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Technické údaje

Certifikácia:	Class B
Kapacita:	50 mL
Materiál skrine:	Glass
Metóda merania:	To Contain
Typ:	S jednou stupnicou
Veľkosť balenia:	1 each
Výška:	190 mm