



Cylinder, graduated, 100 mL $\pm$ 0.6 mL, 1.0 mL divisions (white markings)

Kat. číslo produktu: 50842
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes $\geq$ 25 mL.

Technické údaje

Certifikácia:	Class B
Kapacita:	100 mL
Materiál skrine:	Glass
Metóda merania:	To Deliver
Typ:	S jednou stupnicou
Veľkosť balenia:	1 each
Výška:	255 mm