



Be Right™



Kartáč, byreta, 50 mL

Kat. číslo produktu:

68600

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Ideální tvar pro rychlé a důkladné čištění byret a dalších podobně tvarovaných nádob. Nebělené bílé nylonové štětiny jsou zpevněny krouceným pozinkovaným ocelovým drátem. Délka kartáčkové části je 8 cm (3,1"). Vějířová špička. Průměr 2,0 cm (0,79"), délka 91 cm (35,8")

Technické údaje

Veľkosť balenia:

1 každá