



Pufr, polštářky s práškem, pH 8,30, 50 mL, bal./25 ks

Kat. číslo produktu:

89868

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pufr pro přípravu standardů monochloraminu a detekci vizuálních koncových bodů alkality. pH 8,30; velikost vzorku: vzorek 50 mL. Balení po 25 polštářcích s práškem.

Čerstvé a spolehlivé

Balení ve formě polštářků s práškem s odměřenou dávkou zaručuje čerstvost pufru a eliminuje možnost kontaminace.

Technické údaje

Koncentrácia:

pH 8,3

Platforma:

Práškové reagentie

Popis:

Pufr, polštářky s práškem, bal./25 ks