



Súprava na údržbu pre laserový turbidimeter TU5300sc a TU5400sc, s RFID, uzavreté vialky

Kat. číslo produktu:

LZY907.98.00002 **Nebezpečné**

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Technické údaje

Obsah balenia:

Kalibračný uzáver s návodom na použitie, utierky nezanechávajúce vlákna, kovový stojan na údržbu, nástroj na čistenie vialiek, nástroj na čistenie priestoru na vialky, náhradný stierač automatického čistiaceho modulu, 20 NTU štandard Stablcal v uzavretej vialke, s RFID, 600 NTU štandard Stablcal v uzavretej vialke, s RFID, # 0,1 NTU sekundárny štandard Stablcal v uzavretej vialke, so sklenenou tyčinkou, s RFID, nástroj na vyberanie vialiek

Obsah balenia

Kalibračný uzáver s návodom na použitie, utierky nezanechávajúce vlákna, kovový stojan na údržbu, nástroj na čistenie vialiek, nástroj na čistenie priestoru na vialky, náhradný stierač automatického čistiaceho modulu, 20 NTU štandard Stablcal v uzavretej vialke, s RFID, 600 NTU štandard Stablcal v uzavretej vialke, s RFID, # 0,1 NTU sekundárny štandard Stablcal v uzavretej vialke, so sklenenou tyčinkou, s RFID, nástroj na vyberanie vialiek