



## **KNF300, servisní souprava pro čerpadlo na 6 měsíců**

**Kat. číslo produktu:**

**19-KIT-110**

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Pro analyzátory BioTector řady 4 a B7000 dodané před červencem 2014 – servisní souprava pro použití každý 6 měsíců pro rutinní údržbu oběhového čerpadla KNF 300

---

### **Technické údaje**

Obsah balenia:

Obsahuje: membránu PTFE a O-kroužek NF300

---

### **Obsah balenia**

Obsahuje: membránu PTFE a O-kroužek NF300