



Reagencie Chemkey na stanovenie dusitanov (25 ks v krabici)

Kat. číslo produktu: 9429300
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Reagencie Chemkey na stanovenie dusitanov, rozsah 0,005 - 0,6 mg/L NO₂-N. Pre prenosný paralelný analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Parameter:	Dusitany
Platforma:	Chemkeys
Prístroj:	SL1000
Rozsah merania:	0,005 - 0,600 mg/L NO ₂ -N
Veľkosť balenia:	25 ks