



USB + Napájací modul pre 2100Q/2100Q IS a DR 1900

Kat. číslo produktu: LZV813.99.00001

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

USB + napájací modul je voliteľným príslušenstvom pre prenosné turbidimetre 2100Q a 2100 Q IS a prenosný spektrofotometer DR 1900. Tento modul pridáva prístroju ďalšie funkcie, ktoré užívateľovi umožnia:

Preniesť dáta do PC vo formáte XML

Preniesť dáta do tlačiarne CITIZEN PD-24 (2960100)

Obsluhovať prístroj pripojený k elektrickej sieti (100-240 V AC) a napájať batérie NiMH (2971304)

Vykonať aktualizáciu firmvéru

Rýchlo zadať ID vzorky a užívateľa s voliteľným skenovaním čiarového kódu (LZV566)

Technické údaje

Obsahuje:	Obsahuje modul kryt modulu, napájanie so štyrmi zásuvkovými adaptérm, štandardný USB kábel s Mini-USB konektorom, špeciálny USB kábelový adaptér a manuál.
Vstupné napätie:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Výstupy:	9V
Záruka:	24 mesiacov