



Sension+ pH gélová kombinovaná elektróda (všeobecné použitie)

Kat. číslo produktu: LZW5010.97.0002

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Nízkonákladová kombinovaná pH elektróda naplnená gélom s keramickou diafragmou. Telo z polykarbonátu. Rozsah 0-14 pH, 0-80 °C. 1 m kábel. Pre stolné prístroje Sension+.

Táto nízkoúdržbová pH elektróda je vhodná pre meranie vo vodných médiách všeobecne. Skladovacia nádobka zabraňuje rozbitiu a zabraňuje nadmernému natlakovaniu diafragmy.

Technické údaje

Dĺžka:	130 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	BNC Connector
Materiál:	Telo elektródy: polykarbonát
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	Nedoplniteľný gél
Přesnost:	0,002 pH s prístrojom pH31
Referenčné rozhranie sondy:	Keramické
Rozmery (H x D):	12 mm x 130 mm
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Typ elektródy:	Laboratórna
Typ senzora:	Sklenený
Záruka:	6 mesiacov