



Aniónové povrchovo aktívne látky, kyvetový test 0,1 - 4,0 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK432

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Pripravené na použitie, záruka maximálnej bezpečnosti, jednoduchá manipulácia, systém fotometrického hodnotenia a šetriace životné prostredie

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1
Parameter:	Povrchovo aktívne látky, aniónové
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Sodium Dodecylbenzene Sulphonate
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah merania:	0,1 - 4,0 mg/L
Soulad s EPA:	N/A
Standardní metoda:	ISO 7875-1