



Be Right™



pufrový roztok pH, pH 10,01, 500 mL

Kat. číslo produktu:	2283649.99
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Pufrový roztok kvality, modré kódové zafarbenie , nadväznosť na NIST.

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Koncentrácia:	10.01 pH $\pm$ 0.02 pH при 25° C
Package settings:	Láhev
Parameter:	pH
pH hodnota(y):	10,01 pH $\pm$ 0,02 pH pri 25 °C
Platforma:	Roztok
Veľkosť balenia:	500 mL