



## Kyvetový test na stopové prvky formaldehydu, ISO 12460, 0,05 - 3,0 mg/L H<sub>2</sub>CO

**Kat. číslo produktu:** LCS425  
**EUR Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dostupné**

---

### Technické údaje

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Názov metódy:          | ISO12460                                                   |
| Parameter:             | Formaldehyd, stopová koncentrácia                          |
| Platforma:             | LCK                                                        |
| Počet testov:          | 25                                                         |
| Podmienky skladovania: | 15 - 25 °C                                                 |
| Požadovaný rozklad:    | áno                                                        |
| Prístroj:              | DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000                     |
| Rozsah merania:        | 0,05 - 3,0 mg/L H <sub>2</sub> CO                          |
| Špeciálna poznámka:    | Na vyhodnotenie sú potrebné 50 mm hranaté semimikrokyvety. |