



Celková alkalita, vysoký rozsah. Chemkey reagencie (25 ks v krabici)

Kat. číslo produktu: 8636100
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie Chemkey pre stanovenie celkovej alkality, vysoký rozsah, 200 - 700 mg/L CaCO₃. Pre SL1000 prenosný paralelný analyzátor (PPA).

Technické údaje

Číslo metódy:	10283
Názov metódy:	Colorimetric
Parameter:	Alkalita, celková
Platforma:	Chemkeys
Rozsah merania:	200 - 700 mg/L CaCO ₃
Veľkosť balenia:	25 ks