



Celková alkalita, nízky rozsah. Chemkey reagencie (25 ks v krabici)

Kat. číslo produktu:

8636200

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Reagencie Chemkey pre stanovenie celkovej alkality, nízky rozsah, 20 - 200 mg/L CaCO₃. Pre SL1000 prenosný paralelný analyzátor (PPA).

Technické údaje

Číslo metódy:	10280
Názov metódy:	Colorimetric
Parameter:	Alkalita, celková
Platforma:	Chemkeys
Rozsah merania:	20 - 200 mg/L CaCO ₃
Veľkosť balenia:	25 ks