



Be Right™



Tvrdoť, vysoký rozsah. Chemkey reagentie (25 ks v krabici)

Kat. číslo produktu:	8636300
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Reagentie Chemkey pre stanovenie celkovej tvrdosti, vysoký rozsah, 90 - 750 mg/L CaCO₃. Pre SL1000 prenosný paralelný analyzátor (PPA).

Technické údaje

Parameter:	Tvrdoť
Platforma:	Chemkeys
Rozsah merania:	90 - 750 mg/L CaCO ₃
Veľkosť balenia:	25 ks