



Ortofosforečnany, nízky rozsah. Chemkey reagencie (25 ks v krabici)

Kat. číslo produktu: 8636600
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie Chemkey pre stanovenie ortofosforečnanov, nízky rozsah, 0,20 - 4,00 mg/L PO₄. Pre SL1000 prenosný paralelný analyzátor (PPA).

Technické údaje

Parameter:	Ortofosforečnany
Platforma:	Chemkeys
Rozsah merania:	0,20 - 4,00 mg/L PO ₄
Veľkosť balenia:	25 ks